


## KIT MONOUSO INDIVIDUAL PARA OBTENCIÓN DEL COLIRIO ENDORET-PRGF

REFERENCIA: BTI-KMU11

MARCA: BTI



**Descripción:** El ENDORET® KIT OFTALMOLOGÍA es un sistema para obtener plasma rico en factores de crecimiento, que se puede emplear en la regeneración del tejido ocular dañado, en enfermedades de la superficie ocular como el ojo seco, úlcera corneal y defectos epiteliales persistentes.

El ENDORET® KIT OFTALMOLOGÍA contiene 4 kits desechables. Cada uno de los kits desechables contiene las siguientes bandejas:

### **Bandeja 1 (BBT)**

REFERENCIA BTI	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	ESTERILIDAD
TB9	8 Tubos de extracción BTI para la obtención de plasma rico en factores de crecimiento (tubos estériles al vacío que contienen una solución de citrato al 3,8% como anticoagulante). Volumen de extracción de 8,6 ml. Tapa azul claro. Anillo negro.	Interior estéril, exterior no estéril
PE	1 Set o palomilla de extracción segura Vacuette.	Estéril

## Bandeja 2 (OFT)

REFERENCIA BTI	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	ESTERILIDAD
PTD2	1 BTI Plasma Transfer Device 2 (PTD2); Sistema de aspiración de plasma.	Estéril
TP10	2 Tubos BTI para la obtención de plasma rico en factores de crecimiento (tubos estériles con vacío manual). 1 tubo incluye émbolo.	Estéril

## Bandeja 3 (OAT)

REFERENCIA BTI	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	ESTERILIDAD
GP31830	32 Dispensadores de 1 ml.	Estéril
GP31820	2 Filtros esterilizadores BTI, tamaño de poro 0,22 micras	Estéril
GP31817	2 Agujas dispensadoras 21 G	Estéril
GP31802	1 Cápsula de activador	Estéril
GP31803	1 Rueda accionadora	Estéril
GP31840	1 Gradilla de dispensadores	Estéril
GP31841	1 Cubierta de la gradilla de dispensadores	Estéril

## Bandeja 4 (OPK)

REFERENCIA BTI	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	ESTERILIDAD
TC	4 Porta-dispensadores	No estéril
BOLSA OFTALMO	4 Bolsas protectoras	Interior de la bolsa estéril; exterior no estéril

REFERENCIA BTI	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	ESTERILIDAD
GP31280	4 Jeringas para aspiración del PRGF® Endoret® Activator BD Micro-fine 0,5 ml 29G (0,33mm) x 12,7 mm.	Estéril
PRGF-ACT-EST	4 Ampollas de PRGF®-Endoret® Activator (1 ml cloruro de calcio).	Estéril

Precauciones de almacenamiento del kit: almacenar entre 4 y 25°C, evitar la exposición directa a la luz solar y guardar en ambiente seco.

Presentación: caja con 4 kits desechables.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0123 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 15 de septiembre del 2015, Rev.1.*