


CUBIERTA ESTÉRIL DESECHABLE TOUL OPERIO

REFERENCIA: TO-LAF-02

MARCA: TOUL MEDITECH



Fotografía del envase individual de una cubierta para Operio Móvil (arriba) e imagen de cómo es totalmente desplegada (abajo).

Descripción:

Cubierta estéril desechable para usar con el equipo Operio Móvil. Cada cubierta cuenta dos placas de plástico rígido y dos bandas adhesivas para garantizar una unión perfecta a la unidad Operio Móvil. Una de las bandas de plástico rígido cuenta además con un código de barras que permite que el equipo la identifique de manera única y pueda asegurarse de que no se usa por error una misma cubierta para más de una sesión.

Presentación:

Caja de 100 unidades. Cada unidad está embolsada estéril individualmente.

Fecha de edición: 20 de abril de 2020, Rev.1.