

TIRAS DE ESTERILIZACIÓN

REFERENCIA: 99-108332

MARCA: SCICAN



Descripción: Tiras de Esterilización Clase VI, según la normativa ISO 11140-1-Emuladores.

Control químico en tiras de papel, indicadas para realizar el control del proceso en la esterilización mediante vapor de agua. Las tiras son sensibles al cambio de temperatura. La temperatura de viraje es de 134°C. Si al introducirse en un esterilizador de vapor de agua la tira vira del color lila a verde indica que se ha alcanzado la temperatura de esterilización.

Cumplen con la Normativa ISO11140-1.

Estéril, un solo uso.

Presentación: Blíster con 250 unidades.

Medidas Tira : 5,7 cm x 1,24 cm

Medidas Blíster : 20,2 cm x 18,5 cm

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/CEE

Fecha de edición: 14 de octubre de 2016, Rev.3.