

EYEDRO MONODOSIS 2 ML

REFERENCIA: AL-EDO 001-00

MARCA: ALCHIMIA



Descripción: eyeDro es una avanzada mezcla de polisacáridos destinada a conseguir una hidratación estable y de larga duración de la superficie de la cornea, así como una protección efectiva del epitelio corneal durante la cirugía oftálmica y para uso en consultas.

Una sola aplicación durante la cirugía de catarata ofrece una claridad óptica y una magnificación de las estructuras subyacentes superior al 15%. Una o dos aplicaciones como máximo de eyeDro proporcionan un soporte estable para la lente de vitrectomía durante la cirugía vitreoretiniana. Eyedro es fácil de extraer con solución salina.

Ingredientes	Hidroxipropil celulosa Goma xantana Carragenina Cloruro sódico Fosfato de sodio monobásico Fosfato de sodio dibásico
pH	7,10-7,50 pH
Osmolaridad	275-315 mOsm/kg
Estado	Testado de acuerdo a EP y USP <0,0375 EU/ml
Volumen	2 ml
Caducidad	36 meses
Acondicionamiento	Monodosis de 2ml
Esterilización	Estéril (calor húmedo según EN 556-1 y EN ISO 17665-1)
Temperatura de conservación	Temperatura ambiente

Presentación: Caja de 10 monodosis.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0546 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 16 de Marzo de 2016, Rev.1