

## GAS PARA TAMPONAMIENTO INTRAOCULAR

REFERENCIA: AL-GOT 007-00

MARCA: ALCHIMIA



### Descripción:

Gas SF<sub>6</sub> (hexafluoruro de azufre) de alta pureza, diseñado para reemplazar el humor vítreo extraído durante cirugías de vitrectomía. El gas del envase puede usarse en varias cirugías hasta que se acaba su contenido, o ser usado en una única cirugía como producto desechable. Ello se debe al diseño de botella multicapa, que dota a este producto de resistencia en cambios de presión, incluso en el transporte aéreo.

Su alta tensión superficial lo convierte en un excelente tamponador retiniano durante entre 10 y 14 días.

Está indicado para las cirugías de desprendimiento de retina no proliferativo, retinopatía diabética, desgarros gigantes y trauma macular.

Su almacenamiento se lleva a cabo a temperatura ambiente.

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## Composición:

Hexafluoruro de azufre de pureza superior al 99,96%, según confirma cromatografía de gases.

## Medidas:

Aguja de 30G. Filtro esterilizador de 0,2 µm.

Bombona de 75 ml.

## Presentación:

Caja que incluye:

- El gas se encuentra contenido en una bombona de aluminio de grado médico. El gas no es estéril, usándose para ello el filtro incluido en el momento de generar la mezcla no expansiva.
- Juego de inyección, que contiene:
  - 1 Jeringa de polipropileno pre-ensamblada a un filtro esterilizador de 0,2 µm.
  - 1 Aguja de 30G y 1 conector
- Pulsera para el paciente con advertencias.
- 12 pegatinas para la trazabilidad del producto.
- Instrucciones de uso.

*Fecha de edición: 14 de julio de 2022, Rev. 3*