

## OCIGEL 10 MONODOSIS

REFERENCIA: AL-OCI 001

MARCA: ALCHIMIA



### Descripción:

Gel oftálmico unidosis acoplante para diagnóstico ocular por contacto y terapia con láser para un acoplamiento estable entre la lente y la superficie ocular. No forma burbujas de aire y es de fácil eliminación después de su uso.

Sus características principales son su gran claridad óptica, su adherencia estable a la lente, ser seguro, no resultar citotóxico y no contener aditivos.

Utilizado comúnmente en gonioscopia, diagnóstico de contacto, terapia láser y exploración del fondo de ojo.

## Características técnicas:

Característica	Valor
Osmolalidad	265 – 320 mOsm/kg
Viscosidad dinámica	66 – 100 Pa*s
Permanencia en lente	>30 min.
Pruebas de citotoxicidad	No citotóxico según UNI EN ISO 10993-5
Formato	Gel estéril
Volumen	3 ml
Embalaje	Unidad monodosis
Esterilización	Calor húmedo según EN ISO 17665-1
Temperatura de almacenamiento	Temperatura ambiente
Fecha de caducidad	30 meses tras la fabricación
Clase de dispositivo	I estéril
GMDN	Q0203099

## Presentación:

Caja de 10 monodosis.

*Fecha de edición: 26 de enero de 2021, Rev.1.*