

# Hojas de trépano corneal Beaver®

Material estéril de un solo uso



## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b> Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b> Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	<b>Uso previsto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Para disecciones de la córnea durante intervenciones quirúrgicas oftálmicas.</li></ul>
<b>Información de certificación:</b> Certificado CE  ISO 13485:2003 - Certificado US10/81385	<b>Composición del producto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Hoja:</b> acero inoxidable.</li><li><b>Sin:</b> látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.</li></ul>
<b>Para el producto estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Óxido de etileno.</li><li>Sterigenics.</li></ul>	<b>Material de embalaje:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Principal:</b> protector de hoja SBS/poliestireno Caja</li><li><b>Secundario:</b> bolsa Tyvek/polietileno</li></ul>

Distribuido por:



# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## Características generales:

- El borde de corte uniforme y afilado facilita el corte simétrico y vertical de todas las capas corneales.

**Advertencia y precauciones:** consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

---

## Información del producto:

Hojas de trépano corneal Beaver®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-9550026	Hoja de trépano corneal Beaver® 4,0 mm	1
BVI-0009701	Hoja de trépano corneal Beaver® 5,0 mm	1
BVI-0009703	Hoja de trépano corneal Beaver® 5,5 mm	1
BVI-0009705	Hoja de trépano corneal Beaver® 6,0 mm	1
BVI-0009706	Hoja de trépano corneal Beaver® 6,25 mm	1
BVI-0009707	Hoja de trépano corneal Beaver® 6,5 mm	1
BVI-0009708	Hoja de trépano corneal Beaver® 6,75 mm	1
BVI-0009709	Hoja de trépano corneal Beaver® 7,0 mm	1
BVI-0009710	Hoja de trépano corneal Beaver® 7,85 mm	1
BVI-0009711	Hoja de trépano corneal Beaver® 7,5 mm	1
BVI-0009717	Hoja de trépano corneal Beaver® 9,0 mm	1
BVI-0009719	Hoja de trépano corneal Beaver® 7,25 mm	1
X-00-09713	Hoja de trépano corneal Beaver® 8,0 mm	1
BVI-0009727	Hoja de trépano corneal Beaver® 8,25 mm	1
X-00-09715	Hoja de trépano corneal Beaver® 8,5 mm	1
BVI-0009721	Hoja de trépano corneal Beaver® 10,0 mm	1
BVI-0009722	Hoja de trépano corneal Beaver® 7,75 mm	1
BVI-0009723	Hoja de trépano corneal Beaver® 8,75 mm	1
BVI-9550005	Hoja de trépano corneal Beaver® 9,5 mm	1
BVI-9550025	Hoja de trépano corneal Beaver® 9,25 mm	1
BVI-9550006	Hoja de trépano corneal Beaver® 10,5 mm	1
X-00-09725	Hoja de trépano corneal Beaver® 11,0 mm	1
BVI-9550013	Hoja de trépano corneal Beaver® 11,5 mm	1
BVI-9550028	Hoja de trépano corneal Beaver® 12,0 mm	1
BVI-9550029	Hoja de trépano corneal Beaver® 13,0 mm	1
X-00-09728	Hoja de trépano corneal Beaver® 14,0 mm	1

### Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road  
Waltham, MA 02452,  
oficina de EE. UU.:  
866.906.8080  
Fax: 866.906.4304  
www.beaver-visitec.com

### Todos los demás clientes:

85c Park Drive  
Milton Park  
Abingdon, Oxfordshire  
OX14 4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
Fax: +44 1865 595 761  
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA