

Cuchilletes de seguridad Beaver® Xstar®

Material estéril de un solo uso



HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">• Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">• Diseñados para realizar incisiones durante la cirugía de cataratas.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">• Hoja: acero inoxidable.• Mango: Polieterimida• Protección: Ultem (policarbonato)• Sin: Látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">• Rayos gamma.• Steris Corporation/Isomedix Services.	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">• Principal: HIPS.• Secundario: Blíster PETG/tapa de Tyvek recubierta• Transportista: envase de papel.

Características generales:

- Los bisturíes de seguridad Beaver® están diseñados para minimizar el riesgo de lesiones accidentales por hoja quirúrgica que puedan producirse durante todas las fases de un procedimiento quirúrgico; antes de su uso, durante el transcurso, entre los pasos del procedimiento, después de su uso o durante su eliminación.
- Los bisturíes de seguridad Beaver® tienen básicamente el mismo tamaño y peso que los bisturíes oculares convencionales.
- Esta cubierta protectora se puede activar o desactivar fácilmente con una mano.

Advertencia y precauciones: Consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Cuchilletes de seguridad Beaver® Xstar®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-370145	Cuchillete de seguridad Beaver® Xstar® 2,5 mm 45° bisel hacia arriba	10
BVI-370146	Cuchillete de seguridad Beaver® Xstar® 2,6 mm 45° bisel hacia arriba	10
BVI-378214	Cuchillete de seguridad Beaver® Xstar® 1,4 mm 45° bisel hacia arriba	10
BVI-378215	Cuchillete de seguridad Beaver® Xstar® 1,5 mm 45° bisel hacia arriba	10
BVI-378217	Cuchillete de seguridad Beaver® Xstar® 1,7 mm 45° bisel hacia arriba	10
BVI-378218	Cuchillete de seguridad Beaver® Xstar® 1,8 mm 45° bisel hacia arriba	10
BVI-378220	Cuchillete de seguridad Beaver® Xstar® 2,0 mm 45° bisel hacia arriba	10
BVI-378222	Cuchillete de seguridad Beaver® Xstar® 2,2 mm 45° bisel hacia arriba	10
BVI-378223	Cuchillete de seguridad Beaver® Xstar® 2,3 mm 45° bisel hacia arriba	10
BVI-378224	Cuchillete de seguridad Beaver® Xstar® 2,4 mm 45° bisel hacia arriba	10
BVI-378227	Cuchillete de seguridad Beaver® Xstar® 2,75 mm 45° bisel hacia arriba	10
BVI-378228	Cuchillete de seguridad Beaver® Xstar® 2,8 mm 45° bisel hacia arriba	10
BVI-378230	Cuchillete de seguridad Beaver® Xstar® 3,0 mm 45° bisel hacia arriba	10
BVI-378232	Cuchillete de seguridad Beaver® Xstar® 3,2 mm 45° bisel hacia arriba	10

Información del producto:

Cuchilletes de seguridad Beaver® Xstar®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-378822	Cuchillete de seguridad Beaver® Xstar® (Osher) 2,2 mm 45° bisel doble	10
BVI-378824	Cuchillete de seguridad Beaver® Xstar® (Osher) 2,4 mm 45° bisel doble	10
BVI-378825	Cuchillete de seguridad Beaver® Xstar® (Osher) 2,5 mm 45° bisel doble	10
BVI-378826	Cuchillete de seguridad Beaver® Xstar® 2,65 mm 45° bisel doble	10
BVI-378827	Cuchillete de seguridad Beaver® Xstar® 2,75 mm 45° bisel doble	10
BVI-378828	Cuchillete de seguridad Beaver® Xstar® 2,8 mm 45° bisel doble	10
BVI-378829	Cuchillete de seguridad Beaver® Xstar® 2,85 mm 45° bisel doble	10
BVI-378830	Cuchillete de seguridad Beaver® Xstar® 3,0 mm 45° bisel doble	10
BVI-378832	Cuchillete de seguridad Beaver® Xstar® 3,2 mm 45° bisel doble	10

Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision in Sight