

# Cuchilletes de profundidad precisa Atomic Edge®

Material estéril de un solo uso



## HOJA DE DATOS

|   |  |
|---|--|
| <b>Clase de producto:</b><br>Clase I FDA<br>Clase IIa MDD estéril, de un solo uso<br>De conformidad con la Directiva 93/42/CEE<br>relativa a los productos sanitarios | <b>Vida útil:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>  |
| <b>Fabricante:</b><br>Beaver-Visitec International, Inc.<br>Waltham, MA, EE. UU.  | <b>Uso previsto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Uso previsto para cortar el tejido corneal.</li></ul>   |
| <b>Información de certificación:</b><br>Certificado CE<br>ISO 13485:2003  | <b>Composición del producto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Hoja:</b> Silicio</li><li>• <b>Mango:</b> Poliestireno de alto impacto</li><li>• <b>Sin:</b> Látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal</li></ul> |
| <b>Para el producto estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rayos gamma.</li><li>• Steris Corporation/Isomedix Services.</li></ul>                       | <b>Material de embalaje:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Principal:</b> HIPS.</li><li>• <b>Secundario:</b> Blíster PETG/tapa de Tyvek recubierta</li></ul>  |

Distribuido por:

**MEDICALMIX**

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

**bvi** Beaver Visitec  
Keeping Your Vision in Sight

## Características generales:

- Los bisturíes de profundidad precisa Atomic Edge™ son los primeros bisturíes quirúrgicos de silicio seguros y de un solo uso diseñados para realizar incisiones limbares relajantes. Estos bisturíes utilizan silicio para ofrecer el mismo rendimiento que el de las hojas de diamante.
- Los bisturíes Atomic Edge™ combinan un rendimiento equivalente al de las hojas de diamante con la seguridad de un solo uso.
- Los bisturíes Atomic Edge™ son básicamente del mismo tamaño y peso que los bisturíes oculares convencionales.

**Advertencia y precauciones:** Consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

---

## Información del producto:

| Bisturíes de profundidad precisa Atomic Edge® |  |                   |
|---|--|-------------------|
| N.º de artículo                               | Descripción  | Cantidad por caja |
| BVI-370225                                    | Cuchillete de profundidad precisa Atomic Edge®<br>250 micras | 10                |
| BVI-370230                                    | Cuchillete de profundidad precisa Atomic Edge®<br>300 micras | 10                |
| BVI-370235                                    | Cuchillete de profundidad precisa Atomic Edge®<br>350 micras | 10                |
| BVI-370240                                    | Cuchillete de profundidad precisa Atomic Edge®<br>400 micras | 10                |
| BVI-370250                                    | Cuchillete de profundidad precisa Atomic Edge®<br>500 micras | 10                |
| BVI-370255                                    | Cuchillete de profundidad precisa Atomic Edge®<br>550 micras | 10                |
| BVI-370260                                    | Cuchillete de profundidad precisa Atomic Edge®<br>600 micras | 10                |
| BVI-370262                                    | Cuchillete de profundidad precisa Atomic Edge®<br>625 micras | 10                |
| BVI-370265                                    | Cuchillete de profundidad precisa Atomic Edge®<br>650 micras | 10                |

### Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road  
Waltham, MA 02452,  
oficina de EE. UU.:  
866.906.8080  
Fax: 866.906.4304  
www.beaver-visitec.com

### Todos los demás clientes:

85c Park Drive  
Milton Park  
Abingdon, Oxfordshire  
OX14 4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
Fax: +44 1865 595 761  
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA