

Mangos, pinzas y llaves Beaver®

Material no estéril

HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA, Clase I MDD De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: • N/D
Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	Uso previsto: • Pinza: Diseñada para encajar la hoja en el mango. • Llave: Diseñada para apretar la hoja en el mango. • Mango: Diseñado para su uso con la hoja.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003	Composición del producto: <u>n.º 371301</u> • Llave: Latón semiduro/chapado en cromo <u>n.º 371394</u> • Mango: Inoxidable <u>n.º 371395</u> • Mango: Tubo inoxidable con empuñadura de aluminio <u>Todos los demás mangos y pinzas del n.º de pieza:</u> • Acero inoxidable • Sin: Látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal
Para el producto estéril: • N/D	Material de embalaje: • Transportista: Sobre de papel

Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA








 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- Llaves diseñadas para encajar la hoja en el mango.
- Pinzas disponibles en dos tamaños para adaptarse a todos los mangos Beaver® de 0,50 cm o 0,60 cm.
- Los mangos Beaver® están disponibles en configuraciones circulares o hexagonales y con diversas longitudes.

Advertencia y precauciones: Consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:










Mangos, pinzas y llaves Beaver®			
N.º de artículo		Descripción	Cantidad por caja
BVI-371301		Llave de hoja Beaver®	1
BVI-371305		Mandril de reemplazo Beaver® (inoxidable que se adapta al mango de 0,50 cm)	1
BVI-371350		Mango Beaver® 13 x 0,50 cm (inoxidable moleteado circular)	1
BVI-371360		Mango Beaver® 13 x 0,66 cm (inoxidable moleteado circular)	1
BVI-371394		Mango y llave Beaver® Arthro-Lok® 4 mm	1
BVI-371395		Mango y llave Beaver® Dynagrip 4 mm	1
BVI-371410		Mango Beaver® 10,2 x 0,64 cm (inoxidable moleteado redondo)	1

Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

BVI-371415		Mandril de reemplazo Beaver® (inoxidable, se adapta al mango 371410)	1
BVI-374310		Mango Beaver® 10 x 0,50 cm (inoxidable moleteado circular)	1
BVI-374311		Mango Beaver® 5 x 0,50 cm (inoxidable moleteado circular)	1
BVI-374312		Mango Beaver® 7,5 x 0,50 cm (inoxidable moleteado circular)	1
BVI-374320		Mango Beaver® 15,5 x 0,50 cm (inoxidable moleteado circular)	1
BVI-374330		Mango Beaver® 10 x 0,50 cm (inoxidable hexagonal)	1
BVI-374340		Mango Beaver® 15,5 x 0,50 cm (inoxidable hexagonal)	1
BVI-372000		Beaver® BeaverTail™ Mango plano 17 cm L	1
BVI-375000		Beaver® BeaverTail™ Mango plano 13 cm L	1

Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision in Sight