

Bisturíes Beaver® de puerto lateral

Material estéril de un solo uso



HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">• Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">• Realización de incisiones de puerto lateral durante intervenciones quirúrgicas oftálmicas.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">• Hoja: acero inoxidable.• Mango: policarbonato.• Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">• Rayos gamma.• Steris Corporation/Isomedix Services.	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">• Principal: HIPS.• Secundario: blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta.• Transportista: envase de papel.

Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- La punta estrecha permite efectuar incisiones autoestancas.
- La punta estrecha permite un cierre estanco a los líquidos y es estrecha para su retirada fácil. Los mangos de seguridad presentan una zona rugosa para indicar la posición del filo de corte.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Bisturíes Beaver® de puerto lateral		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-373710	Bisturí Beaver® de puerto lateral 1,0 mm 45°	10
BVI-376620	Bisturí Beaver® de puerto lateral 1.15 mm 45°	10

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452,
oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com