

# Hojas Beaver® Arthro-Lok®

Material estéril de un solo uso

## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b> Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b> Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	<b>Uso previsto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Realización de incisiones durante procedimientos quirúrgicos.</li></ul>
<b>Información de certificación:</b> Certificado CE  ISO 13485:2003	<b>Composición del producto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Hoja:</b> acero inoxidable.</li><li>• <b>Mango:</b> acetal.</li><li>• <b>Sin:</b> látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.</li></ul>
<b>Para el producto estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Óxido de etileno.</li><li>• Sterigenics.</li></ul>	<b>Material de embalaje:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Principal:</b> bandeja de PETG.</li><li>• <b>Secundario:</b> blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta.</li><li>• <b>Transportista:</b> envase de papel.</li></ul>

Distribuido por:















# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

**Advertencia y precauciones:** consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

**Información del producto:**

<b>Hojas Beaver® Arthro-Lok®</b>		
<b>N.º de artículo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad por caja</b>
BVI-374580	 Azada Beaver® Arthro-Lok® 60° Hoja de 4 mm	6
BVI-376083	 Beaver® Arthro-Lok® retrógrada Hoja de 4 mm	6
BVI-376086	 Beaver® Arthro-Lok® afilada Hoja de 4 mm retrógrada	6
BVI-376480	 Beaver® Arthro-Lok® punta redondeada Hoja de 4 mm	6
BVI-376481	 Beaver® Arthro-Lok® punta redondeada Hoja de 4 mm (plana)	6
BVI-376482	 Beaver® Arthro-Lok® punta redondeada Hoja de 4 mm	6
BVI-376780	 Beaver® Arthro-Lok® punta afilada curvada a la izquierda Hoja de 4 mm	6
BVI-376980	 Beaver® Arthro-Lok® minibanana Hoja de 4 mm	6
BVI-376981	Hoja Beaver® minibanana (plana) 4 mm	6
BVI-376984	 Beaver® Arthro-Lok® banana Hoja de 4 mm	6
BVI-377081	 Beaver® Arthro-Lok® roseta Hoja de 4 mm	6
BVI-379081	 Beaver® Arthro-Lok® minimenisco Hoja de 4 mm (plana)	6
BVI-379082	 Beaver® Arthro-Lok® minimenisco Hoja de 4 mm	6

**Solo para clientes de EE. UU.:**

411 Waverley Oaks Road  
Waltham, MA 02452,  
oficina de EE. UU.:  
866.906.8080  
Fax: 866.906.4304  
www.beaver-visitec.com

Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

**Todos los demás clientes:**

85c Park Drive  
Milton Park  
Abingdon, Oxfordshire  
OX14 4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
Fax: +44 1865 595 761  
www.beaver-visitec.com

 **Beaver Visitec**  
Keeping Your Vision in Sight