

Hojas Beaver® Arthro-Lok®

Material estéril de un solo uso

HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">• Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">• Realización de incisiones durante procedimientos quirúrgicos.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">• Hoja: acero inoxidable.• Mango: acetal.• Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">• Óxido de etileno.• Sterigenics.	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">• Principal: bandeja de PETG.• Secundario: blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta.• Transportista: envase de papel.

Distribuido por:















MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Hojas Beaver® Arthro-Lok®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-374580	 Azada Beaver® Arthro-Lok® 60° Hoja de 4 mm	6
BVI-376083	 Beaver® Arthro-Lok® retrógrada Hoja de 4 mm	6
BVI-376086	 Beaver® Arthro-Lok® afilada Hoja de 4 mm retrógrada	6
BVI-376480	 Beaver® Arthro-Lok® punta redondeada Hoja de 4 mm	6
BVI-376481	 Beaver® Arthro-Lok® punta redondeada Hoja de 4 mm (plana)	6
BVI-376482	 Beaver® Arthro-Lok® punta redondeada Hoja de 4 mm	6
BVI-376780	 Beaver® Arthro-Lok® punta afilada curvada a la izquierda Hoja de 4 mm	6
BVI-376980	 Beaver® Arthro-Lok® minibanana Hoja de 4 mm	6
BVI-376981	Hoja Beaver® minibanana (plana) 4 mm	6
BVI-376984	 Beaver® Arthro-Lok® banana Hoja de 4 mm	6
BVI-377081	 Beaver® Arthro-Lok® roseta Hoja de 4 mm	6
BVI-379081	 Beaver® Arthro-Lok® minimenisco Hoja de 4 mm (plana)	6
BVI-379082	 Beaver® Arthro-Lok® minimenisco Hoja de 4 mm	6

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452,
oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com

Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com

Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight