

# Set de extensión Superflex Visitec®

Material estéril de un solo uso

## HOJA DE DATOS



<b>Clase de producto:</b> Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b> Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	<b>Uso previsto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Administración de fluidos durante la cirugía de la catarata.</li></ul>
<b>Información de certificación:</b> Certificado CE ISO 13485:2003 -	<b>Composición del producto:</b> <b>581007</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Tubos:</b> silicona</li><li><b>Conectores:</b> polipropileno</li><li>No contiene PVC ni ftalatos</li></ul> <b>581014</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Tubo, cámara de goteo:</b> PVC</li><li><b>Carcasa:</b> polipropileno</li><li><b>Conector Luer:</b> acrílico</li><li>Contiene PVC y ftalatos</li></ul> <b>581056:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Conector Luer:</b> plástico ABS</li><li>No contiene PVC ni ftalatos</li><li><b>Sin:</b> látex/componentes de origen animal</li></ul>
<b>Para el producto estéril:</b> <b>581007, 581056</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Rayos gamma.</li><li>Steris Corporation/Isomedix Services</li></ul> <b>581014</b> <ul style="list-style-type: none"><li>EtO, Sterigenics, NY</li></ul>	<b>Material de embalaje:</b> <b>Principal:</b> <b>581007:</b> película EVA (etilenvinilo acetato)/ tapa de Tyvek recubierta <b>581014:</b> película de polietileno/tapa de Tyvek recubierta <b>581056:</b> blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta <b>Secundario:</b> <b>581007, 581014:</b> caja de cartón <b>581056:</b> caja de plástico/caja de cartón

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

bvi Beaver Visitec  
Keeping Your Vision in Sight

## Características generales:

- Adaptador Luer macho estándar con una conicidad del 6%, con conector hembra equivalente en los extremos opuestos con tubos de silicona.

**Advertencia y precauciones:** consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

---

## Información del producto:

Set de extensión Superflex Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-581007	Set de extensión Superflex Visitec® 25 cm (10")	20
BVI-581014	Set de administración de fluido simple Visitec® 203 cm (80")	10
BVI-581056	Doble macho Luer Visitec® 3,78 (1 1/2")	50

### Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road  
Waltham, MA 02452  
Oficina de EE. UU.:  
866.906.8080  
Fax: 866.906.4304  
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

**MEDICALMIX**

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

### Todos los demás clientes:

85c Park Drive Milton Park  
Abingdon, Oxfordshire  
OX14 4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
Fax: +44 1865 595 761  
www.beaver-visitec.com