

Almohadilla marcadora Visitec® Visimark™ (violeta de genciana)

Material estéril de un solo uso



HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase I MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">Marcado de la córnea durante la cirugía oftálmica.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">Almohadilla: acetato de celulosa o equivalente.Tinta: tinta para marcador quirúrgico de violeta de genciana al 1% o equivalente.Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">Rayos gamma.Steris Corporation/Isomedix Services	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">Principal: blíster de PETG/tapa de aluminio.Secundario: blíster de polietileno blando con tapa de polietileno.Terciario: el marcador de tinta con doble embalaje viene dentro de una caja de cartón.

Distribuido por:



MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Características generales:

- Almohadilla de violeta de genciana.
- Pre-entintada, lista para usarse. Se ahorra tiempo de preparación al constar de un único paso.
- La almohadilla de forma alargada y chata permite una mejor transferencia de la tinta a los marcadores rectos.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Almohadilla marcadora Visitec® Visimark™ (violeta de genciana)		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-581057	Almohadilla marcadora Visitec® Visimark™ (violeta de genciana)	10

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452,
oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com

Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA