

Protector Lumínico Corneal

Material estéril de un solo uso

Datos

Clase de producto: Clase FDA I Clase MDD IIa estéril, un solo uso conforme a la Directiva Europea 93/42/EEC	Caducidad: <ul style="list-style-type: none">• Cinco años desde la fecha de fabricación
Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA USA	Indicaciones: <ul style="list-style-type: none">• Indicado para proteger la retina de la luz del microscopio durante la operación. También puede ser utilizado para proteger el flap durante la cirugía de LASIK
Información de los Certificados: Certificado US10/81383 ISO 9001:2008 – Certificado US10/81384 ISO 13485:2003 – Certificado US10/81385	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">• Alcohol de polivinilo• Absencia de: Latex / PVC / Pftalatos/ Componentes de origen animal
Esterilización del producto: <ul style="list-style-type: none">• Irradiación Gamma• Steris Corporation / Isomedix Service	Material del envase: #400106 <ul style="list-style-type: none">• Principal: Bolsa de Glasine• Secundario: Polietileno / Tapa Tyvek #581062 <ul style="list-style-type: none">• Principal: Polietileno / Tapa Tyvek

Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA



bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision in Sight

General Features:

- La estructura suave y porosa protege la retina de la luz del microscopio durante la operación.
- No contiene celulosa ni deja trazas o fibras
- Durante la humectación, el protector se vuelve suave y se adapta a la superficie de la córnea.
- Mantiene la hidratación de la córnea.
- Fácil de extraer.

Avisos & Precauciones: Leer en la etiqueta de la caja.

Información del producto:

Protector Lumínico Corneal			
Ítem #	Descripción	Imagen	Unidades por caja
BVI-400106	Protector Lumínico Corneal Merocel®		20
BVI-581062	Protector Lumínico Corneal Visitec® de 8mm		20

Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Amposta, 20 | 08174 Sant Cugat del Vallès
T. 935 893 637 | F. 935 892 829
mmix@medicalmix.com | www.medicalmix.com

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

Otros Clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY UK
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com