

# Bastoncillos de algodón Viviswab Visitec®

Material estéril de un solo uso



## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b> Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b> Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	<b>Uso previsto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Absorber fluidos durante los procedimientos quirúrgicos. La punta redondeada se ha diseñado para su uso como indentador escleral, mientras que la punta aguda se puede utilizar para movilizar suturas, manipular tejidos o absorber sangre y fluidos.</li></ul>
<b>Información de certificación:</b> Certificado CE ISO 13485:2003	<b>Composición del producto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Esjonja:</b> 100% algodón con metilcelulosa 100% de grado médico como aglutinante</li><li><b>Mango:</b> papel comprimido o equivalente</li><li><b>Sin:</b> látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.</li></ul>
<b>Para el producto estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Rayos gamma</li><li>Steris Corporation/Isomedix Services</li></ul>	<b>Material de embalaje:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Principal:</b> película de polietileno/taapa de Tyvek recubierta</li></ul>

**MEDICALMIX**

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

**bvi** Beaver Visitec  
Keeping Your Vision in Sight

## Características generales:

- Las puntas compactas crean menos residuos que otros bastones de algodón.

**Advertencia y precauciones:** consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

---

## Información del producto:

Bastoncillos de algodón Viviswab Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-581069	Bastoncillos de algodón Viviswab Visitec® 8,1 cm (3.2")	250

### Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road  
Waltham, MA 02452,  
oficina de EE. UU.:  
866.906.8080  
Fax: 866.906.4304  
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

### Todos los demás clientes:

85c Park Drive  
Milton Park  
Abingdon, Oxfordshire  
OX14 4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
Fax: +44 1865 595 761  
www.beaver-visitec.com