

# Campos quirúrgicos Visidrape®, bolsas de recogida de líquidos Visitec® con o sin tira de drenaje y tiras de drenaje

Material estéril de un solo uso

## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b> Clase II FDA Clase I MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tres (3) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b>  Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido  Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	<b>Uso previsto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Campos:</b> ayudan a mantener el campo estéril al tiempo que mantienen la zona limpia y seca.</li><li><b>Bolsas de recogida de líquidos con o sin tira de drenaje:</b> Las bolsas están diseñadas para recoger líquidos durante los procedimientos quirúrgicos. Las bolsas con tira de drenaje absorben y recogen el líquido durante los procedimientos quirúrgicos.</li></ul>
<b>Información de certificación:</b>  <b>Bidford:</b> Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004  Waltham: Certificado CE ISO 13485:2003	<b>Composición del producto:</b>  <b>581005, 581722, 581723:</b> alambre de acero recubierto de PE/PE <b>581006, 581071, 581078:</b> alambre de acero recubierto de PE/PE/PVA <b>581048, 40431, 400111, 700107:</b> PVA <b>581070:</b> alambre de acero recubierto de PE/PVA/ PE <b>581072, 581079, 581084, 581086, 581087, 581088:</b> Fibras de celulosa y de material sintético unidas con fijador acrílico/PE/alambre de acero recubierto de PE/PVA <b>581095, 581700, 581096, 581710:</b> PE <b>581085:</b> SMS (homopolímero de polipropileno) <b>581715:</b> SMS (homopolímero de polipropileno) / Película de/bolsa de PE/alambre de acero recubierto de PE <b>40430, 400108, 400109:</b> tira de drenaje PVA, bolsa polietileno y papel adhesivo posterior <ul style="list-style-type: none"><li><b>Sin:</b> látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal</li></ul>

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA



## Para el producto estéril:

### Todos los productos Bilford

- Óxido de etileno (ETO) Anderson, Caledonia

**Producto Waltham:** 40430, 40431, 400108, 400109, 400111, 700107

- Gamma Steris Corporation/Isomedix Services

### Material de embalaje: todos los productos Bidford

- Principal:** bolsa de lámina Tyvek
- Secundario:** caja de cartón

### Productos Waltham:

40430, 40431, 400108, 400109, 400111

- Principal:** bolsa de lámina Tyvek
- Secundario:** caja de cartón

700107




- Principal:** película de PET/bolsa de PE
- Secundario:** bolsa de polietileno

## Características generales:

- Los campos Visidrape® se pueden usar en cualquier procedimiento oftálmico, incluidas las cirugías de cataratas y vitreorretinianas.
- Las bolsas están diseñadas para recoger líquidos durante los procedimientos quirúrgicos. Las bolsas con tiras de drenaje absorben y recogen el líquido durante los procedimientos quirúrgicos.

**Advertencia y precauciones:** consulte la etiqueta y el folleto de la caja.








## Campos quirúrgicos Visidrape®, bolsas de recogida de líquidos Visitec® con o sin tiras de drenaje y tiras de drenaje

N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-40430 (solo en EE. UU.)	 Bolsa de recogida de líquidos Ultracell®, 80 cc de capacidad, con tira de drenaje	20
BVI-40431 (solo en EE. UU.)	 Tira de drenaje Ultracell® (4 mm x 170 mm) Envases de 2	20
BVI-581005	 Bolsa de recogida de líquidos Visitec® 17 x 16 cm (6 ½ x 6 ½") 250 ml	20

**MEDICALMIX**

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA








**bvi Beaver Visitec**  
Keeping Your Vision in Sight

BVI-581006		Bolsa de recogida de líquidos Visitec® con tira de drenaje Bolsa: 17 x 16 cm (6 ½ x 6 ½") 250 ml Tira de drenaje: 0,40 x 15 cm (5/32 x 5 7/8")	20
BVI-581048		Tira de drenaje ocular Visitec® 0,40 x 15 cm (5/32 x 5 7/8")	20
BVI-581070		Minibolsa de recogida de líquidos Visitec® con tira de drenaje Bolsa: 9 x 16 cm (3 ½ x 6 ½") 100 ml Tira de drenaje: 0,40 x 15 cm (5/32 x 5 7/8")	20
BVI-581071		Campo no fenestrado de plástico en relieve Visidrape® con bolsa de recogida de líquidos 101,5 x 127 cm (40 x 50")	10
BVI-581072	 10 per box	Campo no fenestrado sin tejer Visidrape® con bolsa de recogida de líquidos 101,5 x 127 cm (40 x 50")	10
BVI-581078		Campo fenestrado de plástico en relieve Visidrape® con bolsa de recogida de líquidos 101,5 x 127 cm (40 x 50")	10
BVI-581079		Campo fenestrado sin tejer Visidrape® con bolsa de recogida de líquidos 101,5 x 127 cm (40 x 50")	10

Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA









**bvi Beaver Visitec**  
Keeping Your Vision in Sight

BVI-581084		Campo no fenestrado sin tejer Visidrape® con bolsa canal 140 x 127 cm (55 x 50")	10
BVI-581085	 10 per box	Campo no fenestrado de SMS Visidrape® precortado 40 x 40 cm (15,75 x 15,75")	10
BVI-581086		Campo fenestrado sin tejer Visidrape® con bolsa canal 140 x 127 cm (55 x 50")	10
BVI-581087		Campo no fenestrado de cuerpo entero Visidrape® 140 x 244 cm (55 x 96")	10
BVI-581088		Campo fenestrado de cuerpo entero Visidrape® 140 x 244 cm (55 x 96")	10
BVI-581095		Mini campo no fenestrado de plástico Visidrape® 41 x 41 cm (16 x 16")	10
BVI-581096		Mini campo fenestrado de plástico Visidrape® 41 x 41 cm (16 x 16")	10

Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

**bvi Beaver Visitec**  
Keeping Your Vision in Sight

BVI-581700		Film de incisión Visidrape® 10,2 x 20,4 (4 x 8")	10
BVI-581710		Campo refractivo bilateral Visidrape® 40 x 26 cm (16 x 10 D")	10
BVI-581715		Campo no fenestrado de cuerpo entero Visidrape® con cabeza de plástico y bolsa canal 165 x 254 cm (65 x 100")	10
BVI-581722	 10 per box	Campo fenestrado sin tejer Visidrape® de cuerpo entero 165 x 254 cm (65 x 100")	10
BVI-581723		Campo no fenestrado sin tejer Visidrape® de medio cuerpo con bolsa canal 165 x 183 cm (65 x 72")	10
X-400108		Bolsa de recogida de líquidos Merocel®, 80 cc de capacidad, con tira de drenaje	20
X-400109		Bolsa de recogida de líquidos Merocel®, 400 cc de capacidad, con tira de drenaje	10
X-400111		Tiras de drenaje ocular Merocel® 20 cm (8") 2 por bolsita	20
BVI-700107		Tiras de drenaje ocular Merocel® 20 cm (8")	100