

Bisturíes circulares Visitec® EdgeAhead®

Material estéril de un solo uso



HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">• Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">• Realización de incisiones durante procedimientos quirúrgicos.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">• Hoja: acero inoxidable.• Mango: polisulfona.• Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">• Rayos gamma.• Synergy Health, Reino Unido.	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">• Principal: HIPS.• Secundario: blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta.• Transportista: envase de papel.

Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- Filo de corte de 260° para efectuar incisiones uniformes y reducir así el astigmatismo posoperatorio.
- Los bisturíes circulares están diseñados para efectuar incisiones uniformes.
- Útil para la realización de trabeculotomías, procedimientos de DCR y disecciones esclerales vitriorretinianas.
- Acabado mate que reduce el reflejo de luz microscópica.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Bisturíes circulares Visitec® EdgeAhead®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-581112	Bisturí circular Visitec® EdgeAhead®, 2,25 mm, 60°, 3 mm desde la punta	5
BVI-581115	Bisturí circular Visitec® EdgeAhead®, 2,25mm	5
BVI-581116	Bisturí circular Visitec® EdgeAhead®, 2,25 mm, 60°, 6 mm desde la punta	5

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452,
oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com

Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA