

Manipuladores Visitec®

Estéril, de un solo uso

HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: 581412, 581423, 581441, 581442 • Tres (3) años a partir de la fecha de fabricación. 585022, 585038, 585062, 585063, 585069, 585077 • Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	Uso previsto: • Manipular tejidos, como el núcleo cristaliniano, o lentes intraoculares.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	Composición del producto: 581412 y 581423 • Acero inoxidable 581441 y 581442 • Puntas: acero inoxidable • Mango: Resirene 585022, 585038, 585062, 585063, 585069, 585077 • Puntas: acero inoxidable • Mango: policarbonato • Resina hepoxi (solo 585062 y 585063) • Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal
Para el producto estéril: • Rayos gamma. • Synergy Health, Reino Unido	Material de embalaje: • Principal: HIPS. • Secundario: PETG/Tyvek 581412 y 581423 • Principal: PETG/Tyvek. • Secundario: PETG/Tyvek

MEDICALMIX









PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**
Keen on Your Vision is Sight

Características generales:

- Los manipuladores para cataratas se usan para manipular la LIO o el núcleo
- Se ofrece una gran variedad de tamaños y formas

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Manipuladores Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-581412	 Manipulador de Buratto Visitec® desechable	10
BVI-581423	Micro manipulador Visitec® desechable	10
BVI-581441	 Micro manipulador Visitec® desechable (mango de plástico)	10
BVI-581442	 Gancho de Sinsky Visitec® desechable (mango de plástico)	10
BVI-585022	Manipulador de LIO Visitec® (Jaffe/Malzman) de punta roma (45°)	3
BVI-585038	 Manipulador de LIO Visitec® [Lester] 0,25mm	3
BVI-585062	 Manipulador de LIO Visitec® [Sinsky] punta roma	3
BVI-585063	 Manipulador de LIO Visitec® [[Sinsky] punta roma (45°)	3
BVI-585069	 Manipulador con punta de botón Visitec® (45°)	3
BVI-585077	 Rotador de núcleo Visitec® (Jaffe/Malzman) (45°)	3

Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

85c Park Drive, Milton Park
Abingdon, Oxfordshire,
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com

 **Beaver Visitec**
Keepina Your Vision in Sight