

Kit de instrumental desechable Visitec® (581438)

Material estéril de un solo uso

HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">Tres (3) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford on Avon, Reino Unido	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">Utilización en cirugía de cataratas
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2017	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">Puntas: acero inoxidableMango: plástico/acero inoxidableSin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">Rayos gamma.Synergy Health, Reino Unido.	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">Principal: PETG, Tyvek.Transportista: Envase de papel

Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA






 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- Consulte la siguiente tabla para obtener las descripciones detalladas.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Kit de instrumental desechable Visitec® (581438)		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-581409	 Pinza de Bonn Visitec® desechable	1
BVI-581488	 Pinza de capsulorrexis Visitec® para MICS - punta curva	1
BVI-581441	 Micro manipulador Visitec® desechable (mango de plástico)	1
BVI-581442	 Gancho Sinskey Visitec® desechable (mango de plástico)	1
BVI-581443	 Blefarostato Visitec® (hoja abierta)	1

*10 kits/caja

Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

85c Park Drive, Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com