

# Kit de instrumental desechable Visitec® (581438)

Material estéril de un solo uso

## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b> Clase I FDA Clase IIa MDD estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tres (3) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b> Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford on Avon, Reino Unido	<b>Uso previsto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Utilización en cirugía de cataratas</li></ul>
<b>Información de certificación:</b> Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2017	<b>Composición del producto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Puntas:</b> acero inoxidable</li><li><b>Mango:</b> plástico/acero inoxidable</li><li><b>Sin:</b> látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.</li></ul>
<b>Para el producto estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Rayos gamma.</li><li>Synergy Health, Reino Unido.</li></ul>	<b>Material de embalaje:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Principal:</b> PETG, Tyvek.</li><li><b>Transportista:</b> Envase de papel</li></ul>

Distribuido por:

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA






 **Beaver Visitec**  
*Keeping Your Vision in Sight*

## Características generales:

- Consulte la siguiente tabla para obtener las descripciones detalladas.

**Advertencia y precauciones:** consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

## Información del producto:

Kit de instrumental desechable Visitec® (581438)		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-581409	 Pinza de Bonn Visitec® desechable	1
BVI-581488	 Pinza de capsulorrexia Visitec® para MICS - punta curva	1
BVI-581441	 Micro manipulador Visitec® desechable (mango de plástico)	1
BVI-581442	 Gancho Sinskey Visitec® desechable (mango de plástico)	1
BVI-581443	 Blefarostato Visitec® (hoja abierta)	1

**\*10 kits/caja**

Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**  
*Keeping Your Vision in Sight*

85c Park Drive, Milton Park  
Abingdon, Oxfordshire  
OX14 4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
Fax: +44 1865 595 761  
[www.beaver-visitec.com](http://www.beaver-visitec.com)