

Instrumental para chalazión Visitec®

Material estéril de un solo uso

HOJA DE DATOS

| | |
|--|---|
| Clase de producto: Clase IIa MDD estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios (No disponible en EE. UU.) | Vida útil: <ul style="list-style-type: none">Tres (3) años a partir de la fecha de fabricación. |
| Fabricante: Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido | Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">La pinza de chalazión está diseñada para sujetar el párpado alrededor del chalazión durante su extirpación.La cureta está diseñada para ayudar al cirujano a extirpar el chalazión. |
| Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004 | Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">Pinza y cureta: acero 420 AISI resistente a la corrosiónSin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal. |
| Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">Rayos gammaSynergy Health | Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">blíster de PETG, precinto de Tyvek DuPont, etiqueta autoadhesiva de papel recubierto |

Distribuido por:



MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- La pinza de chalazión está diseñada para aislar el chalazión y facilitar su extirpación.
- La cureta está diseñada para ayudar al cirujano a extirpar el chalazión.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

| Instrumental para chalazión Visitec® | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| N.º de artículo | Descripción | Cantidad por caja |
| BVI-581450 |  Pinza de chalazión Visitec® [Desmarres], 27 mm | 10 |
| BVI-581461 |  Cureta de chalazión Visitec® afilada, extremo doble | 10 |

Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision in Sight

85c Park Drive, Milton Park
Abingdon, Oxfordshire,
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com