

# Pinzas Visitec®

Material estéril de un solo uso

## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b> No se encuentran a la venta en EE. UU. excepto la 581480 Clase I Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tres (3) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b> <b>Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido</b>	<b>Uso previsto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Manipulación de tejidos en diversos tipos de procedimientos oftálmicos.</li><li><b>581411, 581460:</b> diseñadas para suturar</li><li><b>581454, 581481, 581483:</b> Diseñadas para realizar la capsulorrexia en la cirugía de la catarata.</li><li><b>581480:</b> diseñada para retirar membranas vitreoretinianas</li></ul>
<b>Información de certificación:</b> Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	<b>Composición del producto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Pinzas:</b> acero inoxidable</li><li><b>Sin:</b> látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.</li></ul>
<b>Para el producto estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Rayos gamma.</li><li>Synergy Health, Reino Unido.</li></ul>	<b>Material de embalaje:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Principal:</b> HIPS.</li><li><b>Secundario:</b> blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta</li></ul>

Distribuido por:














# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

### Características generales:

- BVI ofrece varios tipos de pinzas de acero inoxidable.
- Todas ellas son de un solo uso.
- Pueden utilizarse en el quirófano para una gran variedad de procedimientos oftálmicos.
- También pueden usarse en la consulta.
- 581480: diseñada para entrar por una incisión de 23 G. Se utiliza para extirpar membranas vitreorretinianas.

**Advertencia y precauciones:** consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Pinzas Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-581409	 Pinza de Bonn Visitec® desechable	10
BVI-581411	 Pinza de sutura Visitec® desechable	10
BVI-581416	 Pinza de MacPherson Visitec® desechable	10
BVI-581436	 Pinza de Moorfield Visitec® desechable	10
BVI-581456	 Pinza de colibrí Visitec® [Barraquer] Dientes de 0,12 mm	10
BVI-581458	 Pinza de joyero Visitec® Recta, N.º 3	10
BVI-581459	 Micro pinza de sutura Visitec® Recta	10
BVI-581460	 Pinza de sutura Visitec® [Paufique] recta, dientes de 1 x 2	10
BVI-581480	 Pinza para cirugía vitreorretiniana Visitec® Recta, con plataforma en las puntas	5
BVI-581481	 Pinza de capsulorrexia Visitec® [Utrata] recta, mango plano	10
BVI-581483	 Pinza de capsulorrexia Visitec® [Utrata] recta, mango redondo	10

Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

**bvi Beaver Visitec**  
Keeping Your Vision in Sight