

## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b> Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tres (3) años a partir de la fecha de fabricación.</li><li>Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b> Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	<b>Uso previsto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Fragmentar el núcleo durante cirugía de cataratas.</li></ul>
<b>Información de certificación:</b> Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	<b>Composición del producto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Hoja de acero inoxidable</li><li>581467 : Mango: acero inoxidable</li><li>585181 : Mango: polisulfona</li><li><b>Sin:</b> látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.</li></ul>
<b>Para el producto estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Rayos gamma</li><li>Synergy Health</li></ul>	<b>Material de embalaje:</b> 581467 : <b>Principal:</b> PETG/ Tyvek <b>Secundario :</b> PETG/ Tyvek 585181 : <b>Principal :</b> HIPS <b>Secundario :</b> PETG/ Tyvek

Distribuido por:

**MEDICALMIX**



PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**  
Keeping Your Vision in Sight

## Características generales:

- Se utiliza para fragmentar el núcleo

**Advertencia y precauciones:** consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

<b>Chopper Visitec®</b>		
<b>N.º de artículo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad por caja</b>
BVI-581467	 Chopper para faco Visitec® [Nagahara], angulado	10
BVI-585181	 Chopper de núcleo Visitec® [P. Koch] (45°)	3

Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**  
*Keeping Your Vision in Sight*

85c Park Drive, Milton Park  
Abingdon, Oxfordshire, OX14  
4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
Fax: +44 1865 595 761  
[www.beaver-visitec.com](http://www.beaver-visitec.com)