

# Blefarostatos Visitec®

Material estéril de un solo uso

## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b> Clase I FDA Clase I MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b> <b><u>581413. 581443. 585094. 585203</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul> <b><u>581474. 581477</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tres (3) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b> Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	<b>Uso previsto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sujetar los párpados durante la cirugía oftálmica para mantener el ojo abierto.</li></ul>
<b>Información de certificación:</b> Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	<b>Composición del producto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Hoja:</b> acero inoxidable</li><li><b>Sin:</b> látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.</li></ul>
<b>Para el producto estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Rayos gamma</li><li>Synergy Health, Reino Unido</li></ul>	<b>Material de embalaje:</b> <b><u>581413. 581443</u></b> Principal: PETG/Tyvek <b><u>581474. 581477</u></b> Principal: Tyvek/Mylar <b><u>585094. 585203</u></b> Principal: PETG/Tyvek

Distribuido por:

**MEDICALMIX**

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**  
Keeping Your Vision in Sight







## Características generales:

- Los blefarostatos de resorte facilitan su colocación y retirada.
- Disponibles con asas de alambre abiertas y cerradas.
- El modelo 585203 está pensado para su uso en población pediátrica.

**Advertencia y precauciones:** consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

---

## Información del producto:

Blefarostatos Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-581413	 Blefarostato Visitec® (hoja abierta) 0,8 mm	10
BVI-581443	 Blefarostato Visitec® (hoja abierta) 0,9 mm	10
BVI-581474	 Blefarostato para adultos Visitec® con hojas macizas [Barraquer]	10
BVI-581477	 Blefarostato para adultos Visitec® de alambre con asas cerradas [Barraquer]	10
BVI-585094	 Blefarostato Visitec® [Kratz/ Barraquer] 40 x 26,5 mm	3
BVI-585203	 Blefarostato pediátrico Visitec® [Wortham] 34 x 21 mm	3

### Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road  
Waltham, MA 02452,  
oficina de EE. UU.:  
866.906.8080  
Fax: 866.906.4304  
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

### Todos los demás clientes:

85c Park Drive  
Milton Park  
Abingdon, Oxfordshire  
OX14 4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
Fax: +44 1865 595 761  
www.beaver-visitec.com