

Blefarostatos ajustables Visitec®

Material estéril de un solo uso

HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase I MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">Tres (3) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">Sujetar los párpados durante la cirugía oftálmica para mantener el ojo abierto.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	Composición del producto: <u>581475, 581478</u> <ul style="list-style-type: none">Acero inoxidable. <u>585297</u> <ul style="list-style-type: none">Poliestireno de alto impacto <ul style="list-style-type: none">Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">Rayos gamma.Synergy Health, Reino Unido.	Material de embalaje: <u>581475, 581478</u> <ul style="list-style-type: none">Principal: Tyvek/MylarSecundario: envase de papel <u>585297</u> <ul style="list-style-type: none">Principal: blíster de PETG/tapa de Tyvek recubiertaSecundario: envase de papel.




MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- #581475 hojas de asas cerradas, se ajusta por un mecanismo de tornillo
- #581478 hojas de asas abiertas, se ajusta por un mecanismo de tornillo
- #585297 hojas macizas, se ajusta por un mecanismo de engranaje

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Blefarostatos ajustables Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-581475	 Blefarostato ajustable con hojas fenestradas Visitec® [Castroviejo]	10
BVI-581478	 Blefarostato ajustable de alambre con asas abiertas Visitec® [Lieberman]	10
BVI-585297	 Blefarostato de plástico con hojas macizas Visitec® Ampliación controlada mediante engranaje	10

Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

85c Park Drive, Milton Park
Abingdon, Oxfordshire,
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com