

Solución salina equilibrada

Material estéril de un solo uso



HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase IIa MDD estéril, de un solo uso, de conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios (No disponible en EE. UU.)	Vida útil: • Tres (3) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l. Monteroni D'Arbia (SI), Italia	Uso previsto: • Irrigación ocular y cirugía ocular.
Información de certificación: Certificado CE ISO 14001:2004 61225/C/0001/UK/It ISO 18001:2007	Composición del producto: Principal: <ul style="list-style-type: none">• Cloruro de sodio.• Cloruro de potasio.• Cloruro de calcio dihidratado.• Cloruro de magnesio hexahidratado.• Acetato de sodio trihidratado.• Citrato de sodio dihidratado. Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: Soluciones <ul style="list-style-type: none">• Esterilización por vapor.• Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l.	Material de embalaje: <u>n.º 581729, 581730, 585831</u> Principal: botella de plástico. Secundario: envase de papel. <u>n.º 581732</u> Principal: botella de cristal. Secundario: envase de cartón. <u>n.º 581738</u> Principal: bolsa de plástico. Secundario: envase de cartón.

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- Solución estéril y apirógena para irrigación intraocular e hidratación corneal. Adyuvante en cirugía ocular para irrigación intraocular durante intervenciones quirúrgicas oftálmicas, como cirugía de cataratas o vitrectomía.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

.....

Información del producto:

Solución salina equilibrada		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-581729	Solución salina estéril y equilibrada Botella de plástico de 500 mL	12
BVI-581730	Solución salina estéril y equilibrada Botella de plástico de 500 mL (doble caja)	12
BVI-581732	Solución salina estéril y equilibrada Botella de cristal de 500 mL	12
BVI-581738	Solución salina estéril y equilibrada Bolsa de plástico de 500 mL	15
BVI-585831	Solución salina estéril y equilibrada Botella de plástico de 25 mL	50

Composición de la solución	
Cloruro de sodio	6,40 g
Cloruro de potasio	0,75 g
Cloruro de calcio dihidratado	0,48 g
Cloruro de magnesio hexahidratado	0,30 g
Acetato de sodio trihidratado	3,90 g
Citrato de sodio dihidratado	1,70 g
Agua para inyección:	c.s.
Hidróxido de sodio y/o Ácido clorhídrico:	Para ajustar el pH
pH	7,5
Osmolaridad	290 - 350 mOsm/kg

Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision in Sight