

# Cánula de anestesia retrobulbar/peribulbar y anestesia subtenoniana Visitec®

Material estéril de un solo uso

## HOJA DE DATOS

<p><b>Clase de producto:</b></p> <p>Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios</p>	<p><b>Vida útil:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>
<p><b>Fabricante:</b></p> <p><u>(Todos los demás productos fabricados en EE. UU.)</u> Beaver-Visitec International, Inc. Waltham., MA <u>#585019 y #585176</u> (fabricados en Bidford) Beaver-Visitec International, Ltd.</p>	<p><b>Uso previsto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Inyección de agentes anestésicos durante la cirugía oftálmica.</li></ul> <p><u>#585176</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Administración de agentes anestésicos en el espacio subtenoniano posterior.</li></ul>
<p><b>Información de certificación:</b></p> <p>Certificado CE ISO 13485:2003 - <u>#585019 y #585176</u> (fabricado en Bidford) Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004</p>	<p><b>Composición del producto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Centro:</b> polipropileno.</li><li><b>Cánula:</b> acero inoxidable.</li><li><b>Sin:</b> látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.</li></ul>
<p><b>Para el producto estéril:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Rayos gamma.</li><li>Steris Corporation/Isomedix Services.</li></ul> <p><u>#585019 y #585176</u> (fabricado en Bidford)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Rayos gamma.</li><li>Synergy Health, Reino Unido.</li></ul>	<p><b>Material de embalaje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Principal:</b> funda de polipropileno.</li><li><b>Secundario:</b> blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta.</li></ul>

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

bvi Beaver Visitec  
Keeping Your Vision in Sight

## Características generales:

- Las cánulas peribulbares Visitec® están indicadas para la inyección de agentes anestésicos alrededor del globo (periorcular).
- Las cánulas retrobulbares Visitec® están indicadas para la inyección de agentes anestésicos en el cono muscular.









### **#585019 Cánula de anestesia retrobulbar Visitec®**

- Diseñada para pasar alrededor del globo e introducirse en el cono muscular.

**Advertencia y precauciones:** consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

---








## Información del producto:

Cánula de anestesia retrobulbar/peribulbar y anestesia subtenoniana Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-581275	 Retrobulbar Visitec® (punta afilada) 0,5 mm x 38 mm (25 G x 1 ½")	10
BVI-581637	  Retrobulbar Visitec® (Atkinson) 0,5 mm x 38 mm (25 G x 1 ½")	10
BVI-581638	  Retrobulbar Visitec® (Atkinson) 0,6 mm x 38 mm (23 G x 1 ½")	10
BVI-581640	 Retrobulbar Visitec® (afilada) (Atkinson) 0,6 mm x 38 mm (23 G x 1 ½")	10
BVI-581641	 Retrobulbar Visitec® (afilada) (Atkinson) 0,5 mm x 38 mm (25 G x 1 ½")	10
BVI-585001	 Retrobulbar/peribulbar Visitec® (Atkinson) 0,6 mm x 32 mm (23 G x 1 ½")	10

Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA



<b>BVI-585019</b> (fabricado en Bidford)		Retrobulbar (curvada) (Atkinson/Straus) 0,5 mm x 34 mm (25 G x 1 3/8")	10
<b>BVI-585027</b>		Peribulbar Visitec® (Atkinson) 0,5 mm x 22 mm (25 G x 7/8")	10
<b>BVI-585108</b>		Retrobulbar/peribulbar Visitec® (Atkinson) 0,5 mm x 32 mm (25 G x 1 1/4")	10
<b>BVI-585109</b>		Retrobulbar/peribulbar Visitec® (Atkinson) 0,4 mm x 32 mm (27 G x 1 1/4")	10
<b>BVI-585144</b>		Peribulbar Visitec® (Atkinson) 0,6 mm x 22 mm (23 G x 7/8")	10
<b>BVI-585145</b>		Peribulbar Visitec® (Atkinson) 0,4 mm x 22 mm (27 G x 7/8")	10
<b>BVI-585176</b> (fabricado en Bidford)		Cánula de anestesia subtenoniana Visitec® 1,1 mm x 25 mm (19 G x 1")	10

Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA



**Solo para clientes de EE. UU.:**

411 Waverley Oaks Road  
Waltham, MA 02452,  
oficina de EE. UU.:  
866.906.8080  
Fax: 866.906.4304  
[www.beaver-visitec.com](http://www.beaver-visitec.com)

**Todos los demás clientes:**

85c Park Drive  
Milton Park  
Abingdon, Oxfordshire  
OX14 4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
Fax: +44 1865 595 761  
[www.beaver-visitec.com](http://www.beaver-visitec.com)