


Trépano lagrimal Visitec®

Material estéril de un solo uso



HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">• Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">• Utilización en cirugía oculoplástica.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">• Cánula del trépano: acero inoxidable.• Centro: polipropileno/Grilon.• Cable del trépano: acero inoxidable.• Centro: latón niquelado.• Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">• Rayos gamma.• Synergy Health, Reino Unido.	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">• Principal: blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta.

Distribuido por:



MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Características generales:

- Microtrépano ultraafilado útil en la trepanación giratoria de un canalículo bloqueado y en la biopsia de la conjuntiva o la esclerótica.
- El trépano tiene una longitud suficiente para abarcar un canalículo lagrimal normal.
- El estilete de punta roma y redondeada reduce al mínimo el trauma en los tejidos circundantes.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Trépano lagrimal Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-585031	Trépano lagrimal Visitec® (Sisler) 0,8 mm x 38 mm (21 G x 1 ½")	3

Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **bvi Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

85c Park Drive, Milton Park
Abingdon, Oxfordshire,
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com