

# Cistítomos de irrigación Visitec®

Material estéril de un solo uso



## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b> Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b> <u>#581594. #581617</u> Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.  <u>#585004. #585008. #585034. #585049</u> Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	<b>Uso previsto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Utilización durante la fase de capsulotomía de la cirugía de cataratas.</li></ul>
<b>Información de certificación:</b> <u>#581594. #581617</u> Certificado CE ISO 13485:2003  <u>#585004. #585008. #585034. #585049</u> Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	<b>Composición del producto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Centro:</b> polipropileno.</li><li><b>Cánula:</b> acero inoxidable.</li><li><b>Sin:</b> látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.</li></ul>
<b>Para el producto estéril:</b> <u>#581594. #581617</u> <ul style="list-style-type: none"><li>Rayos gamma.</li><li>Steris Corporation/Isomedix Services.</li></ul> <u>#585004. #585008. #585034. #585049</u> <ul style="list-style-type: none"><li>Rayos gamma.</li><li>Synergy Health, Reino Unido.</li></ul>	<b>Material de embalaje:</b> <u>#581594. #581617</u> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Principal:</b> funda de polipropileno.</li><li><b>Secundario:</b> blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta.</li></ul> <u>#585004. #585008. #585034. #585049</u> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Principal:</b> blíster de PETG.</li><li><b>Secundario:</b> tapa de Tyvek recubierta.</li></ul>

## Características generales:

- Punta afilada para atravesar la cápsula.
- Calibre de la cánula de 23 G a 27 G.

**Advertencia y precauciones:** consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

---

## Información del producto:

Cistítomos de irrigación Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
<b>BVI-585004</b>	Cistítomo de irrigación Visitec® 0,5 mm x 16 mm (25 G x 5/8")	10
<b>BVI-585008</b>	Cistítomo de irrigación Visitec® 0,4 mm x 16 mm (27 G x 5/8")	10
<b>BVI-585034</b>	Cistítomo de irrigación Visitec® (reverso) 0,5 mm x 16 mm (25 G x 5/8")	10
<b>BVI-585049</b>	Cistítomo de irrigación Visitec® 0,5 mm x 16 mm (25 G x 5/8")	10
<b>BVI-581594</b>	Cistítomo de irrigación Visitec® 0,6 mm x 16 mm (25 G x 5/8")	10
<b>BVI-581617</b>	Cistítomo de irrigación Visitec® 0,5 mm x 16 mm (25 G x 5/8")	10

### Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road  
Waltham, MA 02452,  
oficina de EE. UU.:  
866.906.8080  
Fax: 866.906.4304  
www.beaver-visitec.com

### Todos los demás clientes:

85c Park Drive  
Milton Park  
Abingdon, Oxfordshire  
OX14 4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
Fax: +44 1865 595 761  
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA