

Instrumentos para líquido subretiniano Visitec®

Material estéril de un solo uso

HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">• Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">• Aspiración o drenaje de líquido subretiniano.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">• Centro: polipropileno.• Cánula: acero inoxidable.• Tubos: silicona. <p>Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.</p>
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">• Rayos gamma.• Synergy Health, Reino Unido.	Material de embalaje: <p>#585186. #585021</p> <ul style="list-style-type: none">• Principal: funda de polipropileno.• Secundario: blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta. <p>#585035. #585187</p> <ul style="list-style-type: none">• Principal: PETG/Tyvek.

Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA





 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- Manga flexible que permite la entrada atraumática a través de orificios o desgarros retinianos y maculares.
- 20 G (0,9 mm).
- Diseñados para aspirar líquido por debajo de la retina.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Instrumentos para líquido subretiniano Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-585021	 Cánula para líquido subretiniano de 6 mm (Grizzard) 0,9 mm (20 G)	5
BVI-585035	 Cánula para líquido subretiniano de 6 mm (Grizzard) 0,9 mm (20 G) (curvada)	5
BVI-585186	 Cánula para líquido subretiniano de 3 mm (Grizzard) 0,9 mm (20 G) (recta)	5
BVI-585187	 Cánula para líquido subretiniano de 3 mm (Grizzard) 0,9 mm (20 G) (curvada)	5

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452,
oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com

Revision History

Revision	Description	Initiator	Effective Date
01	Initial Release	J.Pye	ECO-0003906