

Cánulas para irrigación Visitec®

Material estéril de un solo uso



HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">Irrigación en procedimientos oftálmicos.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004 - Certificado 423	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">Centro: polipropileno.Cánula: acero inoxidable.Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">Rayos gamma.Synergy Health, Reino Unido.	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">Principal: blíster de PETG/tapa de Tyvek recubiertaSecundario: cartón

Distribuido por:



MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Características generales:

- Este producto se utiliza para irrigar con soluciones oftálmicas durante procedimientos oftálmicos.
- La forma de cúpula y la punta extra-suave ofrecen seguridad en su inserción a través de la herida y en su manipulación en la cámara anterior del ojo.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Cánulas para irrigación Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-585040	Cánula Bishop Harmon Visitec® 1,1 mm x 25 mm (19 G x 1")	10

Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA



85c Park Drive, Milton Park
Abingdon, Oxfordshire,
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com