

Cánulas para material viscoelástico Visitec®

Material estéril de un solo uso



HOJA DE DATOS

| | |
|--|---|
| Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios | Vida útil: <ul style="list-style-type: none">Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación. |
| Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU. | Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">Introducción de material viscoelástico en la cámara anterior. |
| Información de certificación: Certificado US10/81383 ISO 9001:2008 - Certificado US10/81384 ISO 13485:2003 - Certificado US10/81385 | Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">Centro: polipropileno.Cánula: acero inoxidable.Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal |
| Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">Rayos gamma.Steris Corporation/Isomedix Services. | Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">Principal: funda de polipropileno.Secundario: blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta. |

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- Diseño más largo desde la curva a la punta que permite una colocación más sencilla de material viscoelástico en todos los meridianos.
- Pueden utilizarse para cubrir lentes intraoculares antes de la inserción.
- Punta extrasuave con forma de cúpula diseñada para facilitar una inserción a través de la herida y una manipulación ocular seguras.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

| Cánulas para material viscoelástico Visitec® | | |
|--|--|-------------------|
| N.º de artículo | Descripción | Cantidad por caja |
| BVI-585007 | Cánula Viscoflow® Visitec® (formada) 0,4 mm x 22 mm (27 G x 7/8") | 10 |
| BVI-585009 | Cánula Viscoflow® Visitec® 0,6 mm x 22 mm (23 G x 7/8") | 10 |
| BVI-585026 | Cánula Viscoflow® Visitec® 0,4 mm x 22 mm (27 G x 7/8") | 10 |
| BVI-585045 | Cánula Viscoflow® Visitec® 0,5 mm x 22 mm (25 G x 7/8") | 10 |
| BVI-585046 | Cánula Viscoflow® Visitec® 0,3 mm x 22 mm (30 G x 7/8") | 10 |



Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452,
oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com

