

Mantenedores de cámara anterior (MCA) Visitec®

Material estéril de un solo uso

HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">Mantener el espacio en la cámara anterior durante los procedimientos oftálmicos.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	Composición del producto: 585061: Cánula: acero inoxidable; Centro: latón niquelado; tubos de silicona 585149, 585163: cánula acero inoxidable; centro: polipropileno; tubos de silicona <ul style="list-style-type: none">Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">Rayos gammaSynergy Health	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">Principal: blíster de PETG/tapa de Tyvek recubiertaSecundario: cartón

MEDICALMIX







PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- Proporciona irrigación para mantener la cámara durante la cirugía del segmento anterior.
- 585061 y 585149 tienen un tubo flexible de 25 cm. El del 585163 mide 15 cm.
- 585061 y 585163 tienen una punta especialmente diseñada que garantiza la autorretención. El 585149 tiene una punta suave.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Mantenedores de cámara anterior (MCA) Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-585061	  MCA de autorretención Visitec® [Lewicky] 0,90 x 3,5mm (20 G x 9/64")	3
BVI-585149	  MCA oval Visitec® [Blumenthal] De 1,25 mm (18 G) a 0,90 mm (20 G) ovalada	5
BVI-585163	  MCA micro estriado Visitec® [Dahan] 0,90 x 4 mm (20G x 5/32), punta biselada a 45°	10

Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

85c Park Drive, Milton Park
Abingdon, Oxfordshire,
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com