

Cánulas lagrimales Visitec®

Material estéril de un solo uso

HOJA DE DATOS



Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: #581276. #585068 Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU. #581615. #585016. #585033 Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">Irrigación o sondeo del conducto lagrimal.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 <u>Bidford #581615. #585016. #585033</u> Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">Cánula: acero inoxidable.Centro: polipropileno.Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">Rayos gamma.Steris Corporation/Isomedix Services. <u>#581615. #585016. #585033</u> <ul style="list-style-type: none">Rayos gamma.Synergy Health, Reino Unido.	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">Principal: funda de polipropileno.Secundario: blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta. <u>#581276</u> <ul style="list-style-type: none">Principal: blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta.

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- Diseñado para sondar o irrigar el conducto o el punto lagrimal.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Cánulas lagrimales Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-581276	Cánula lagrimales Visitec® 0,45 mm x 28 mm (26 G x 1 1/8")	10
BVI-581615 (fabricado en Bidford)	Cánula lagrimal Visitec® 0,8 mm x 35 mm (21 G x 1 3/8")	10
BVI-585016 (fabricado en Bidford)	Cánula lagrimal Visitec® 1,1 mm x 20 mm (19 G x 3/4")	5
BVI-585033 (fabricado en Bidford)	Cánula lagrimal Visitec® (Shahinian) 0,6 mm x 12 mm (23 G x 1/2")	5
BVI-585068	Cánula lagrimal Visitec® 0,5 mm x 13 mm (25 G x 1/2")	10

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452,
oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com

Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA