


Cánulas de I e A Simcoe Visitec®

Material estéril de un solo uso



HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">• Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">• Irrigación y aspiración durante la cirugía de cataratas.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	Composición del producto: #585047 <ul style="list-style-type: none">• Centro: polipropileno.• Cánula: acero inoxidable 304.• Tubos: silicona. #585086. #585104. #585110 <ul style="list-style-type: none">• Centro: latón niquelado.• Cánula: acero inoxidable 304.• Tubos: silicona. <ul style="list-style-type: none">• Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">• Rayos gamma.• Synergy Health, Reino Unido.	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">• Principal: blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta.





MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- Esta cánula doble combina una cánula de irrigación y otra de aspiración en el mismo dispositivo.
- Todas las cánulas son de calibre 23 G/23 G.
- El dispositivo permite al cirujano retirar material cortical de manera eficaz al mismo tiempo que irriga la zona.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Cánulas de I e A Simcoe Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-585047	 Cánula de I e A Visitec® (Simcoe) 0,6 mm/0,6 mm (23 G/23 G) (orificio de aspiración de 0,3 mm)	5
BVI-585086	 Cánula de I e A Visitec® (Simcoe) 0,6 mm/0,6 mm (23 G/23 G) (orificio de aspiración de 0,3 mm)	3
BVI-585110	 Cánula de I e A Visitec® (Simcoe) 0,6 mm/0,6 mm (23 G/23 G) (orificio de aspiración de 0,4 mm)	3
BVI-585104	 Cánula de I e A Visitec® (Simcoe) 0,6 mm/0,6 mm (23 G/23 G)	3

Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

85c Park Drive, Milton Park
Abingdon, Oxfordshire,
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com