

Extractores de corteza Visitec®

Material estéril de un solo uso

HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">Ayudar en la retirada de corteza durante el procedimiento de extracción de cataratas.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">Centro: polipropileno.Cánula: acero inoxidable.Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">Rayos gamma.Synergy Health, Reino Unido.	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">Principal: funda de polipropileno.Secundario: blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta.Transportista: envase de papel.

Distribuido por:








MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- Diseñado para lograr una aspiración eficaz de la corteza.

Advertencia y precauciones: Consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Extractores de corteza Visitec®			
N.º de artículo	Descripción		Cantidad por caja
BVI-585075	 	Extractor de corteza Visitec® 0,6 mm x 16 mm (23 G x 5/8")	10
BVI-585106	 	Extractor de corteza Visitec® (Charleux) 0,5 mm x 12,5 mm (24 G x 1/2")	10
BVI-585193		Extractor de corteza Visitec® 0,6 mm x 16 mm (23 G x 5/8")	10
BVI-585227	 	Extractor de corteza Visitec® (Blumenthal) 0,6 mm x 23,5 mm (23 G x 15/16")	10

Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

85c Park Drive, Milton Park
Abingdon, Oxfordshire,
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com