

# Picas para revisión de glaucoma Visitec®

Material estéril de un solo uso



## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b>  Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b>  Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	<b>Uso previsto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Utilización en procedimientos de trabeculectomía.</li></ul>
<b>Información de certificación:</b>  Certificado CE  ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	<b>Composición del producto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Centro:</b> polipropileno.</li><li><b>Cánula:</b> acero inoxidable.</li><li><b>Sin:</b> látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.</li></ul>
<b>Para el producto estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Rayos gamma.</li><li>Synergy Health, Reino Unido.</li></ul>	<b>Material de embalaje:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Principal:</b> funda de polipropileno.</li><li><b>Secundario:</b> blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta.</li></ul>

Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**  
Keeping Your Vision in Sight

## Características generales:

- La pica para revisión de glaucoma Visitec® se utiliza en el procedimiento de trabeculectomía para crear un canal a través de la red trabecular.
- El diseño del producto #585133 es idóneo para un acercamiento superior.
- El diseño del producto #585135 es idóneo para un acercamiento quirúrgico temporal o nasal.

**Advertencia y precauciones:** consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

---

## Información del producto:

Picas para revisión de glaucoma Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-585133	Pica para revisión de glaucoma Visitec®, 60º (Lederer) 0,4 mm x 16 mm (27 G x 5/8")	5
BVI-585135	Pica para revisión de glaucoma Visitec®, 30º (Lederer) 0,4 mm x 16 mm (27 G x 5/8")	5



Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA