

## PACK IVT AVANZADO

**REFERENCIA:** BVI-591322

**MARCA:** BEAVER VISITEC INTERNATIONAL



Imagen con finalidades ilustrativas y cuya composición no se corresponde con la contenida por el pack, que es la que se detalla a continuación.

### Composición:

- 1 x Toalla absorbente
- 1 x Gasas de 10 cm x 10 cm 12 capas (paquete de 5)
- 1 x Hemosteta de celulosa Visitec® (paquete de 5)
- 1 x Pinza de sutura curva
- 1 x Espéculo de Barraquer, solido curvo (PC)
- 1 x Medidor IVT 3,5 mm / 4,0 mm
- 1 x Campo quirúrgico con apertura (39 cm x 39 cm)
- 1 x Paño reforzado para mesa auxiliar (111 cm x 111 cm)

### Presentación:

Caja de 40 unidades. Envasadas estériles e individualmente.

Desechables y de un solo uso.

*Fecha de edición: 20 de enero de 2022, rev.1*