

Trépanos con mangos Beaver

Material no estéril reutilizable

HOJA DE DATOS



Clase de producto: Clase I FDA Clase I MDD, reutilizable, no estéril De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: • N/D.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	Uso previsto: • Eliminación de tejido durante procedimientos corneales.
Información de certificación: CE ISO 9001:2008 - Certificado US10/81384 ISO 13485:2003 - Certificado US10/81385	Composición del producto: • Acero inoxidable. • Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: • N/D.	Material de embalaje: • Principal: envoltorio de espuma en caja de plástico. • Secundario: bolsa de polietileno.



Características generales:

- Trépanos de acero inoxidable reutilizables con mangos y hojas de diferentes tamaños.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Trépanos con mangos, material no estéril reutilizable		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
9747	Trépano con mango Beaver®, 1,0 mm	1
9748	Trépano con mango Beaver®, 1,5 mm	1
9749	Trépano con mango Beaver®, 2,0 mm	1
9751	Trépano con mango Beaver®, 3,0 mm	1
9752	Trépano con mango Beaver®, 3,5 mm	1
9753	Trépano con mango Beaver®, 4,0 mm	1

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452 Oficina
de EE. UU.: 866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com



Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com

Revision History

REVISION	DESCRIPTION	INITATOR	EFFECTIVE DATE
01	INITIAL RELEASE	J.PYE	ECO-0003903