


## TIJERA PARA ESTRABISMO

**REFERENCIA:** K4-9020

**MARCA:** KATENA



### Descripción:

Tijera de fácil manipulación para estrabismo. Mango tipo lazo con hojas rectas y puntas romas.

### Medidas:

Longitud total de 105 mm.

### Materiales:

Acero inoxidable de grado médico.

### Presentación:

Caja de 1 unidad.

Reutilizable y esterilizable.

*Fecha de edición: 20 de enero de 2023, Rev. 1.*