

## PORTA AGUJAS CURVADO SIN CERRADURA STANDARD TITANIO

**REFERENCIA:** K-R051010

**MARCA:** RHEIN



Descripción: Porta-agujas de titanio curvado con mandíbulas estándar sin cierre. Tiene un mango redondo con una superficie plana para una fácil manipulación por parte del cirujano. Las mandíbulas están diseñadas para una sutura sin riesgos.

Medida: La longitud total es de 10,8cm.

Material: Fabricado en titanio de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.