

## PINZA DE CAPSULORREXIS UTRATA DE MANGO REDONDEADO

REFERENCIA: K-R052319

MARCA: RHEIN MEDICAL



Pinza de capsulorrexis Utrata de mango redondeado (arriba) y detalle de su punta (abajo).

### Descripción:

Pinza para capsulorrexis de tipo Utrata y mango redondeado.

Muy delicada y con puntas de agarre triangulares.

### Materiales:

Titanio de grado médico.

### Presentación:

Caja de 1 unidad.

Esterilizable y reutilizable.

Fecha de edición: 23 de agosto de 2022, Rev. 1.