

PINZAS CISTITOMO SEIBEL DE CAPSULORREXIS CURVAS 23G

REFERENCIA: K-R052363
MARCA: RHEIN MEDICAL



Arriba, imagen de la pinza completa. Abajo, detalle de la punta, cerrada (izquierda) y abierta (derecha).

Descripción:

Pinzas curvas para capsulorrexis de tipo Seibel de estilo cistitomo. Su diseño en la punta es muy delicado, lo que permite capsulotomías limpias.

Material:

Titanio de grado médico.

Medidas:

Punta de 23G.

Presentación:

Caja 1 unidad. Reutilizable.

Fecha de edición: 4 de julio del 2019, rev. 1