

## CHOPPER SIEBEL ANGULADO DIESTRO TITANIO

REFERENCIA: K-R054040

MARCA: RHEIN



Descripción: Chopper angulado de punta roma con cuña inferior de 0.9 mm, para mano derecha. Tiene un mango redondo con una superficie plana para una fácil manipulación por parte del cirujano.

Material: Fabricado en titanio de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

*Fecha de edición: 9 de Julio del 2020, rev.1*