

CHOPPER SIEBEL ANGULADO (uso con mano izquierda)

REFERENCIA: K-R054040

MARCA: RHEIN



Chopper Siebel completo (arriba), ampliación de su punta (abajo, izquierda) y detalle (abajo, derecha).

Descripción:

Chopper angulado de punta con forma de oliva y roma, para proteger la cápsula posterior durante la fragmentación. Dispone de una cuña inferior para conseguir cortes horizontales multidireccionales. Por el material y la forma del mango, está diseñado para ser ligero y cómodo. Para ser usado con la mano izquierda.

Medidas:

Cuña de 0,9 mm.

Material:

Fabricado en titanio de grado médico.

Presentación:

Caja 1 unidad. Esterilizable y reutilizable.

Fecha de edición: 30 de mayo de 2022, rev.2