

MANIPULADOR DE NÚCLEO KOCH

REFERENCIA: K-R054062

MARCA: RHEIN MEDICAL



Imagen completa del manipulador de núcleo Koch (arriba) y detalle de su punta (abajo).

Descripción:

Manipulador de núcleo de tipo Koch diseñado para ser usado durante la faecoemulsificación. El eje hasta la punta es recto y el mango dispone de textura para garantizar una mejor sujeción.

Materiales:

Titanio de grado médico.

Presentación:

Caja de 1 unidad.

Reutilizable y esterilizable.

Fecha de edición: 3 de agosto de 2020, Rev. 1