


## MEDIDOR DE GAUGES PARA INCISIONES

**REFERENCIA:** K-R0812110

**MARCA:** KATENA



Medidor de Gauges para incisiones desplegado (izquierda) y plegado (derecha).

### Descripción:

Medidor de Gauges para incisiones, desde los 2,5 mm hasta los 4,0 mm.

### Medidas:

Incrementos de 100  $\mu$ m para cada segmento de medidor.

### Materiales:

Acero inoxidable de grado médico.

### Presentación:

Caja con 1 unidad. Esterilizable y reutilizable.

*Fecha de edición: 22 de marzo de 2022, Rev. 1.*