

CHOPPER VERTICAL RÁPIDO DE SEGURIDAD SIEBEL

REFERENCIA: K-R0814535L Para zurdos

K-R0814535R Para diestros

MARCA: RHEIN MEDICAL



Imagen del chopper vertical rápido de tipo Siebel (arriba), detalle de su extremo (abajo, izquierda) y de su punta más distal (abajo, derecha).

Descripción:

Chopper que cuenta con una pequeña pala en su extremo más distal en un eje angulado para partir de manera vertical un núcleo de cristalino denso, a la vez que se protege la cápsula posterior.

La referencia K-R0814535R se ha diseñado para personas diestras, mientras que la referencia K-R0814535L se ha diseñado para personas zurdas.

Material:

Acero inoxidable de grado médico.

Presentación:

Caja de 1 unidad. Esterilizable y reutilizable.

Fecha de edición: 11 de abril de 2022, Rev.1.